


# 致病菌识别网监测 快速解决方案



为了更高效地助力各症候群感染病例的病原体监测、传染病传播风险监测、流行病事件调查，天隆科技推出系列全新致病菌检测试剂盒，覆盖发热呼吸道、发热伴出疹、发热伴出血、腹泻、脑炎脑膜炎等症候群相关致病菌，为致病菌识别网监测提供快速有效的解决方案。

## 方案优势




### 一次多检, 病原覆盖全面

多重试剂可供选择，一次筛查各症候群常见病原，快速锁定致病原。




### 试剂预分装/一管法设计, 操作简便

采用八联管预封装及引物 / 探针冻干设计，反应液预混，或采用一管法设计，无需单独配制 PCR 体系，试剂分装后直接加样上机。



八联管预封装设计+反应液预混



采用全新的一管法  
引物探针/酶/主反应液三管合一



### 灵敏度高, 结果准确

拭子样本灵敏度 > 500copies/mL, 避免漏检, 确保结果精准。



### 组合灵活, 检测高效

多种自动化核酸提取及荧光 PCR 设备可选，组合灵活，70min 内完成扩增分析；可搭载智慧 PCR 实验室系统，大幅节省人力，提升检测效率。

## 项目信息

试剂名称	检测病原
致病菌腹泻症候群 (1.0 版) 多重 PCR 检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌 (EHEC/EPEC/E-TEC/EIEC/EAEC)、弯曲菌 (空肠 / 结肠 / 胎儿)、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒 (GI/GII)、轮状病毒 (A/B/C/H)、扎如病毒、星状病毒、肠道腺病毒
致病菌腹泻症候群 (2.0 版) 多重 PCR 检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌 (EHEC/EPEC/E-TEC/EIEC/EAEC)、弯曲菌 (空肠 / 结肠 / 胎儿)、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌
致病菌呼吸道症候群多重 PCR 检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、百日咳鲍特菌、A 族链球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体、军团菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌
致病菌脑炎脑膜炎症候群多重 PCR 检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、A 族链球菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、无乳链球菌、猪链球菌、结核分枝杆菌、隐球菌
致病菌其他发热症候群多重 PCR 检测试剂盒 (荧光 PCR 法)	伤寒 / 副伤寒沙门菌、脑膜炎奈瑟菌、A 族链球菌、伯氏疏螺旋体、立克次体、无形体、埃立克体、钩端螺旋体、猪链球菌、鼠疫耶尔森菌、布鲁氏菌、隐球菌、曲霉菌、肺孢子菌

### 西安天隆科技有限公司

地址: 西安经济技术开发区高铁新城尚林路4266号  
电话: +86-29-8221 8051 传真: +86-29-8221 6680  
<https://www.medtl.com>

### 苏州天隆生物科技有限公司

地址: 中国 (江苏) 自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区  
金鸡湖大道99号苏州纳米城东北区NE-33栋  
电话: +86-512-6252 7726 传真: +86-512-6295 6337  
<https://www.medtl.cn>

